

Motivationsthermometer¹

Zielsetzung

Die Zielsetzung der nachfolgenden Übung besteht in der Eingangs-Evaluation der Motivation von Teilnehmer(inne)n zu Beginn von Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung benachteiligter Zielgruppen und der Motivationsüberprüfung im Verlauf von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen. Sie dient sowohl der Selbstklärung der betroffenen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hinsichtlich deren Motivation wie auch der durchführenden Einrichtung hinsichtlich der Ermittlung der Grundmotivation des Teilnehmerkreises.

Adressaten/Verantwortliche für die Planung

Zielgruppe sind benachteiligte Jugendliche in der Entscheidungsphase vor dem definitiven Beginn einer Maßnahme oder Ausbildung und zur Überprüfung von Motivation im Verlauf von Maßnahmen. Die Übung wird von den zuständigen Sozialpädagoge(inn)en angeleitet und in ihren Ergebnissen dokumentiert.

Zeitlicher Rahmen

30 Minuten

Anleitung zum Ablauf

Die Teilnehmer/innen absolvieren den Motivationstest möglichst in Einzelarbeit, eine Bearbeitung in Kleingruppen ist jedoch möglich. Vor der Bearbeitung sollte eine Einführung stattfinden (Fragen vorlesen, Verständnisfragen klären). Für die Einführung sollte nach Möglichkeit ein Tageslichtprojektor mit Folie eingesetzt werden.

Die Einführung dazu lautet: „Insbesondere wenn Sie am Beginn einer neuen beruflichen Lernphase stehen, wird u. a. Ihre Motivation darüber entscheiden, wie gut und erfolgreich Sie abschneiden. Der folgende Test soll Ihnen einen gewissen Aufschluss über Ihre Ausgangslage geben.“

Im Einzelnen gliedert sich der Test in folgende Schritte:

1. Zunächst werden die beiden offenen Fragen beantwortet.
2. Anschließend werden bei Punkt 1 bis 12 die entsprechenden Antworten angekreuzt.

¹ Nach Vollmer, G. und Hoberg, G.: Lern- und Arbeitsstrategien, Stuttgart 1988

3. Die Punkte werden addiert, und die Gesamtpunktzahl wird in das Motivationsthermometer eingetragen.
4. In der Gruppe werden anschließend die Ergebnisse ausgetauscht.
5. Bei schwacher Motivationslage werden Möglichkeiten der Motivationssteigerung in der Gruppe ausgelotet.

Materialien

- Stift
- Kopiervorlage Motivationsthermometer
- Folie
- Projektor